



ScotchTest

Principales indications	Ce test permet de mettre en évidence les œufs d'Oxyures (vers intestinaux), très fréquents chez les enfants et très contagieux, entraînant des démangeaisons et troubles du sommeil.
Préconisations de prélèvement	<p>A effectuer au lever avant la toilette et les premières selles.</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Décoller le scotch de son support.<input type="checkbox"/> Appliquer le coté adhésif sur les plis de la marge anale et le maintenir en appuyant quelques secondes.<input type="checkbox"/> Retirer le scotch et l'étaler sur la lame support.<input type="checkbox"/> Renouveler l'opération avec le second scotch.<input type="checkbox"/> Replacer les 2 lames dans l'étui.<input type="checkbox"/> Identifier l'étui avec vos nom, prénom et date de naissance si cela n'a pas été fait par le laboratoire.
Transport au laboratoire	L'étui doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais .